

Ultrassom 02 · CMI

Parâmetros DICOM — PACS da SMS Maricá · Centro Materno Infantil

SERVIDOR (PACS)		APARELHO (CONFIGURAÇÃO LOCAL)	
IP	104.236.203.40	AE Title (Calling AE)	US02-CMI
Hostname	pacs.marica.automais.cloud	Station Name	US02-CMI
Porta DICOM	11112	Modalidade	US
Porta TLS (opcional)	2762		
ENVIO DE IMAGEM — C-STORE		WORKLIST — MWL	
Called AE	PACS-CDT	Called AE	WORK-US02-CMI
Host	104.236.203.40	Host	104.236.203.40
Porta	11112	Porta	11112
MPPS (SE O APARELHO SUPORTAR)			
Called AE	WORK-US02-CMI	• 104.236.203.40	• 11112
FILTRO DA WORKLIST NO APARELHO			
Scheduled Station AE Title	US02-CMI		
Modality	US		

Imagem e worklist usam a MESMA porta (11112). O que muda é só o **Called AE**: PACS-CDT para imagem, WORK-US02-CMI para worklist. Não aponte a worklist para PACS-CDT — esse AE não responde MWL.
Não altere o ultrassom que já está em uso no CMI (AE US_CMI).
Liberar no firewall a **saída** TCP para 104.236.203.40:11112.