

CONFIGURAÇÃO DO PACS PARA O 2º ULTRASSOM DO CMI (US02-CMI)

> **Para o técnico do equipamento.** Parâmetros de rede DICOM para integrar o **segundo > ultrassom do Centro Materno Infantil (CMI)** ao PACS da SMS Maricá: para onde **enviar as > imagens** e de onde **puxar a lista de trabalho (worklist)**. > AE de worklist `WORK-US02-CMI` criado e verificado no servidor em **2026-09-09**.

>  **Este documento é do aparelho NOVO.** O ultrassom que já está em operação no CMI continua > com o AE Title `US_CMI` e a worklist `WORK-CMI` — **não altere a configuração dele**. Ver > [pacs-us-cmi.md](#).

1. SERVIDOR (MESMO PARA IMAGEM E WORKLIST)

ITEM	VALOR
Endereço (IP)	<code>104.236.203.40</code>
Hostname (DNS)	<code>pacs.marica.automais.cloud</code>
Porta DICOM	<code>11112</code> (sem TLS)
Porta DICOM TLS (opcional)	<code>2762</code>

> Use o **IP** se a rede do CMI não resolver o DNS público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (LADO DO ULTRASSOM)

PARÂMETRO	VALOR
AE Title local (Calling AE)	<code>US02-CMI</code>
Nome da estação (Station Name)	<code>US02-CMI</code>
Porta local	<code>104</code> (ou a padrão do aparelho)

O AE Title precisa ser **exatamente** `US02-CMI` — é por ele que o servidor entrega a worklist só para esta máquina, e é o mesmo valor cadastrado no painel da SMS (Exames de Imagem

→ Equipamentos), associado ao Centro Materno Infantil.

> **Não repita o US_CMI** . Se os dois aparelhos usarem o mesmo AE Title, os dois recebem a mesma > lista e o isolamento se perde — a paciente do aparelho 1 aparece no aparelho 2.

3. ENVIO DE IMAGENS – STORAGE / C-STORE

PARÂMETRO	VALOR
AE Title de destino (Called AE)	PACS-CDT
Host / IP	104.236.203.40
Porta	11112
AE Title do equipamento (Calling AE)	US02-CMI

> O nome **PACS-CDT** é histórico — é o AE de armazenamento de **todas** as unidades, não só do CDT.

4. LISTA DE TRABALHO – MODALITY WORKLIST (MWL)

PARÂMETRO	VALOR
AE Title de destino (Called AE)	WORK-US02-CMI
Host / IP	104.236.203.40
Porta	11112 < a MESMA porta do envio de imagens
AE Title do equipamento (Calling AE)	US02-CMI
Filtros	Modalidade = US ; Data = dia atual; Scheduled Station AE Title = US02-CMI

> **O WORK-US02-CMI já entrega só os exames deste aparelho**, mesmo que o filtro por estação não > seja configurado: o servidor isola por Worklist Label. Ainda assim, preencha o filtro quando o > aparelho oferecer — é defesa em profundidade.

Se a máquina suportar **MPPS**, aponte para o mesmo **WORK-US02-CMI** na porta **11112** .

> **Imagem e worklist usam a MESMA porta.** O que muda é só o AE Title de destino. Não configure a > worklist para PACS-CDT — esse AE não responde MWL e a associação será recusada. E vice-versa.

5. RESUMO (COLA RÁPIDA)

`` SERVIDOR: 104.236.203.40 (pacs.marica.automais.cloud) PORTA DICOM: 11112 (TLS opcional: 2762)

ENVIO DE IMAGEM (C-STORE) Called AE: PACS-CDT Host: 104.236.203.40 Porta: 11112

WORKLIST (MWL) Called AE: WORK-US02-CMI Host: 104.236.203.40 Porta: 11112 Filtros: Modality = US, data de hoje, Scheduled Station AE Title = US02-CMI

MPPS (se houver): Called AE: WORK-US02-CMI Porta: 11112

EQUIPAMENTO (local) AE Title / Station Name: US02-CMI Porta local: 104 ``

6. REDE

Liberar no firewall do CMI a **saída** TCP para 104.236.203.40:11112 (e :2762 se for usar TLS). O ultrassom é sempre quem inicia a conexão — o PACS não precisa alcançar a porta local.

7. TESTE DE CONECTIVIDADE

1. **C-ECHO** (DICOM ping), com Calling AE US02-CMI :

- PACS-CDT@104.236.203.40:11112 → **Success (0x0000)**
- WORK-US02-CMI@104.236.203.40:11112 → **Success (0x0000)**

1. **Worklist**: no primeiro teste a lista pode vir **vazia** — é o esperado. Os exames só aparecem depois que a recepção do CMI autorizar um exame **escolhendo este aparelho** (ver §9). Lista vazia **não** é erro de configuração.

1. **Envio:** dispare um C-STORE de teste para PACS-CDT . A imagem deve aparecer no visualizador

da plataforma logo em seguida.

> O envio de imagem costuma funcionar **antes** de a worklist estar certa — a porta aceita > qualquer Calling AE. Ver imagem chegando **não** prova que a worklist está configurada.

8. SE O APARELHO FOR MINDRAY

O ultrassom Mindray DC-28 do CMI exigiu tratamento específico no servidor para as imagens comprimidas (RLE com YBR planar). **Já está resolvido em produção** — se as imagens aparecerem com cores trocadas ou distorcidas, avise a equipe Automais citando este parágrafo em vez de mexer na compressão do aparelho.

9. COMO O SISTEMA DECIDE PARA QUAL DOS DOIS ULTRASSONS O EXAME VAI

O CMI tem **dois** ultrassons ativos desde 09/09/2026. Por decisão da SMS, **a recepção escolhe o aparelho no momento de autorizar o exame** — não há aparelho padrão. Se ninguém escolher, o envio falha com a mensagem *"A unidade tem mais de um equipamento para esta modalidade. Selecione em qual o exame será realizado."*

>  **Isto muda a rotina da recepção do CMI a partir de agora.** Antes havia um só ultrassom e o > sistema deduzia sozinho. Avisar a equipe: ao autorizar um exame de ultrassom, aparece o seletor > de aparelho e é preciso escolher entre **Ultrassom** (US_CMI) e **Ultrassom 02** (US02-CMI).

O item de worklist sai carimbado com ScheduledStationAETitle igual ao AE do aparelho escolhido, e só o AE de worklist correspondente o enxerga.

10. ESTADO DO PROVISIONAMENTO (LADO DA SMS)

ITEM	SITUAÇÃO
AE de worklist WORK-US02-CMI (label US02-CMI)	criado e verificado em 2026-09-09

ITEM	SITUAÇÃO
Web Application <code>WORK-US02-CMI</code> (<code>MWL_RS</code>)	criada — <code>/rs/mwlitems</code> responde 204
Registro em <i>Unique AE Titles Registry</i>	criado
Equipamento no painel (Exames de Imagem → Equipamentos)	cadastrado como <code>Ultrassom 02</code> / <code>US02-CMI</code>
Ativação	ATIVO desde 2026-09-09

Do lado da SMS está tudo pronto. Falta apenas a configuração no aparelho, descrita nas seções 2 a 4 deste documento.

Dúvidas técnicas: equipe Automais. Documentação interna do PACS: [pacs.md](#) . Aparelho 1 do CMI: [pacs-us-cmi.md](#) .